



Sportastic

TheraBand Türanker

Artikel-Nr.: 1871003001

Produktbeschreibung:

Der Türanker ersetzt die Sprossenwand. Er ist in beliebiger Höhe in der Tür einzuklemmen, das Theraband oder die Tubes werden durchgezogen. Damit wird eine Vielzahl sinnvoller Zugübungen möglich.

- in beliebiger Höhe in der Tür einzuklemmen
- der Türanker ersetzt die Sprossenwand
- eine Vielzahl sinnvoller Zugübungen wird möglich

Menge

Stückpreis

*inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Sportastic HandelsgmbH
Gewerbepark 73 -- 9710 Feistritz

Tel.: +43 (0) 4245 40000 Fax: +43 (0) 4245 40000 11
Mail: support@sportastic.com -- www.sportastic.com